

Varenummer 1999904793

Låg, hvid, passer til medicinbæger 5644



Produktbeskrivelse

Der kan skrives på låget

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Farve	Hvid
Features	Passer til medicinbæger 5644
Engangs/flergangs	Engangs
Diameter	47 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	37.5 cm	24 cm	38.5 cm	7340077901279
pk	500 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.