


**Varenummer** 1999904875

## Dispenser, Serumony, 340mm, Ø205mm, bronze, PE/rustfrit stål, touchfree til hånddesinfektion

- ✓ designdispenser
- ✓ hånddesinfektion
- ✓ smart løsning til håndhygiejne
- ✓ til refiller

### Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål som er pulverlakeret hvilket giver dispenseren en robust overflade som er slag- og ridsefast. Dispenseren kan indstilles til to forskellige doseringer 0,6 og 1,0 ml. Den indeholder et batteri, der skal oplades med et USB stik, en opladning holder til 5-6 refiller. Refilleren er en 80% ethanol hånddesinfektion, der er Allergi certificeret.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Serumony
Sekundær farve	Bronze
Features	Touchfree til hånddesinfektion
Materiale	PE, rustfrit stål
Højde	340 mm
Diameter	205 mm
Vægt, netto	2.65 kg
Vægt, brutto	2.95 kg
Strømspecifikationer	Genopladeligt batteri
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	60 cm	40 cm	50 cm	5700002203281
stk	1 stk				5700002203229