



Varenummer 1999904889

## Stander, Serumony, 1m, hvid, rustfrit stål, til Serumony touch free dispenser

- ✓ stander til dispenser
- ✓ hånddesinfektion
- ✓ smart løsning til håndhygiejne

### Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål som er pulverlakeret hvilket giver standeren en robust overflade som er slag- og ridsefast. En flot gulvstander der giver en let og elegant løsning når dispenseren er monteret.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Serumony
Farve	Hvid
Features	Til Serumony touch free dispenser
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	1 m
Vægt, netto	8.2 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	60 cm	40 cm	40 cm	5700002210647
stk	1 stk				5700002203304