



Varenummer 1999904891

Stander , Serumony, 1m, bronze, rustfrit stål, til Serumony touch free dispenser

- ✓ stander til dispenser
- ✓ hånddesinfektion
- ✓ smart løsning til håndhygiejne

Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål som er pulverlakeret hvilket giver standeren en robust overflade som er slag- og ridsefast. En flot gulvstander der giver en let og elegant løsning når dispenseren er monteret.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Serumony
Sekundær farve	Bronze
Features	Til Serumony touch free dispenser
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	1 m
Vægt, netto	8.2 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	56.8 cm	38.8 cm	12.8 cm	5700002210654
stk	1 stk				5700002203328