



Varenummer 1999904893

Stander, Serumony, 1m, sort, rustfrit stål, til Serumony touch free dispenser

- ✓ stander til dispenser
- ✓ hånddesinfektion
- ✓ smart løsning til håndhygiejne

Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål som er pulverlakeret hvilket giver standeren en robust overflade som er slag- og ridsefast. En flot gulvstander der giver en let og elegant løsning når dispenseren er monteret.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Serumony
Farve	Sort
Features	Til Serumony touch free dispenser
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	1 m
Vægt, netto	8.2 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	58.8 cm	40.6 cm	40 cm	5700002210661
stk	1 stk				5700002203342