



Produktdatablad

Komfortlag/Polyethanskumbind til brug v/2-lagskompression, 10 cm x 2,7 m, Coflex

Varenummer: 1999904927



Varedeklaration

Forpakning: 18 Rulle pr. Kolli, 40 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Komfortlag. Varemærke: Coflex. Vareserie: TLC. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Ingredienser/sammensætning: 100% polyurethan. Features: lag 1. Længde/dybde: 2,7 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 1 er en blød PU-skum med et absorberende lag. Absorberer fugt og sårsekret og mindsker derved risiko for fx maceration. Udførlig brugsvejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.