

Få dine tæpper til at se bedre ud for mindre



VIPER WOLF130 er bygget til at rengøre tæpper og møbler med minimal indsats. Det er en transportabel tæpperenser, der giver imponerende resultater i miljøer, der kræver daglig rengøring. Den enkle betjening, de praktiske funktioner og det holdbare design gør den ideel til hurtig og nem indendørs rengøring - uden at gå på kompromis med rengøringsevnen eller resultatet.

- 3 m slange med 102 mm mundstykke
- Aftagelig tank for nem rengøring og påfyldning
- Store hjul gør den enkel at manøvrere
- 25 cm gulvmundstykke som tilvalg



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	WOLF130-EU CARPET EXTRACTOR 220-240V
Tilbehørskit				
	HAND TOOL KIT	VV68153	1	•
Yderligere tilbehør				
	BLUE ACCESSORY BAG	VVR150-12	1	•

Model WOLF130-EU
CARPET
EXTRACTOR
220-240V

Ref. nr. 50000589

PRODUKT EGENSKABER

Kompakt design	•
Easy-to-use control panel	•
Clear Hand Tool	•
Removable tank	•







Få dine tæpper til at se bedre ud for mindre

Tekniske specifikationer

WOLF130-EU
CARPET
EXTRACTOR
220-240V


Elkabel ængde (m)	10
Spænding/frekvens (V/Hz)	230V 50Hz
Nominel effekt (W)	1000
Vakuüm, max. (kPa)	21,8
Rentvandspumpe, tryk psi (bar)	30PSI (2bar)
Rent-/snavsevandstank (l)	3.8
Vægt (kg)	9.7
Forsendelsesvægt (kg)	13,5
Dimensioner, L x B x H	51.2 X 26.4 X 41.5cm
Cleaning path	10.2cm
Amp draw	4,3 A
Emballage dimensioner	59x 39 x 49cm
Solution and vacuum hoses	300cm

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	WOLF130-EU CARPET EXTRACTOR 220-240V
Tilbehørskit				
	HAND TOOL KIT	VV68153	1	●
Møbelmundstykker				
	UPHOLSTERY HAND TOOL 4IN 10CM	VV81314	1	○
Yderligere tilbehør				
	BLUE ACCESSORY BAG	VVR150-12	1	●
Koncentratsprøjter				
	SINGLE NOZZLE SPRAYER KIT	VV78350	1	○
Diverse				



Få dine tæpper til at se bedre ud for mindre

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	WOLF130-EU CARPET EXTRACTOR 220-240V
	BIG TRIANGLE FLOOR TOOL AND TUBE KIT	VV81450	1	○

