



Varenummer 1999904950

Tæpperenser, Viper, Wolf130, hvid, 2-rums, håndholdt, 3.8/3.8 l

- ✓ Aftagelig tank
- ✓ Nem rengøring og påfyldning
- ✓ Enkel at manøvrere

Produktbeskrivelse

Viper Wolf 130 er bygget til at levere renere tæpper med minimal indsats og er en transportable tæpperenser. Tæpperenseren giver imponerende ydeevne på områder, der kræver daglig rengøring. Den enkle betjening, de praktiske funktioner og det holdbare design gør den ideel til hurtig og nem indendørs rengøring - uden at gå på kompromis med rengøringsevnen eller resultatet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Viper
Model	Wolf130
Farve	Hvid
Features	Håndholdt
Længde/dybde	512 mm
Bredde	264 mm
Højde	415 mm
Vægt, netto	9.7 kg
Vægt, brutto	9.7 kg
Strømspecifikationer	1000 W
Elkabel, længde	10
Rent/snavsevandtank, kapacitet	3.8/3.8 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	10 m. elkabel, sugeslange, møbelmundstykke

Brugsanvisning

Se brugsanvisning på on-line.abena.dk

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	51.9 cm	53.1 cm	42.2 cm	5715492229888
stk	1 stk				