



Højre eller venstre

Kan anvendes
til både højre og
venstre fod



Kan trimmes

Kan klippes til
med en saks



Blød

Slidstærk og behagelig -
tyndt og blødt materiale
med glatte sømme

JOBST® Farrow®
Standard tåkappe

Standard tåkappe

Tåkappen er fremstillet i et tyndt og blødt materiale med glatte sømme. Det gør den behagelig at have på. Materialet kan klippes til ved tæerne og ved vristen. Findes i klasse 1 (15-20 mmHg) og klasse 2 (20-30 mmHg).

Fordele

- Kan anvendes til både højre og venstre fod
- Slidstærk og behagelig - tyndt og blødt materiale med glatte sømme

Indikationer

Kontrol af let til moderat hævelse af foden og tæerne ved akut eller kronisk ødem, lymfødem eller andre hævelser. Følg lægens ordination.

Kontraindikationer

- JOBST® Farrow tåkappe er kontraindiceret ved følgende tilstande:
- Svær arteriel sygdom
- Moderat arteriel sygdom ved perifer neuropati
- Ubehandlet veneinfektion (septisk flebit)
- Hudinfektion
- Stor blodprop i venen (flegmasia coerulea dolens)

Materiale

Indhold: Nylon og spandex

Vask og pleje

- Maskinvaskes ved 40°
- Må ikke stryges
- Må ikke tørretumbles
- Må ikke renses
- Må ikke bleges
- Liggetørres

Farver



Sort


Beige

Kompressionsklasse

KKL 1: 15 - 20 mmHg

KKL 2: 20 - 30 mmHg

Målskema



Størrelse	cA
X-Small	20 - 22 cm
Small	22 - 24 cm
Medium	24 - 26 cm
Large	26 - 28 cm

Varenumre

Varenr.	Størrelse	KKL	Farve
71027-00000	XS	1	Beige
71027-00001	S	1	Beige
71027-00002	M	1	Beige
71027-00003	L	1	Beige
72947-00000	XS	2	Beige
72947-00001	S	2	Beige
72947-00002	M	2	Beige
72947-00003	L	2	Beige

Varenr.	Størrelse	KKL	Farve
71027-00004	XS	1	Sort
71027-00005	S	1	Sort
71027-00006	M	1	Sort
71027-00007	L	1	Sort
72947-00004	XS	2	Sort
72947-00005	S	2	Sort
72947-00006	M	2	Sort
72947-00007	L	2	Sort