

Varenummer 1999905294

**Digitalt babymål, Seca, hvid, 234, for
seca 336 i, 333 i og 336i babyvægt,
måleområde 35-80 cm**



Produktbeskrivelse

Digitalt babymålestang for seca 336 i, seca 333 i og seca 336 babyvægte. Måleresultaterne aflæses nemt i det oplyste LCD-display. Måleområde fra 35 - 80 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Digitalt babymål
Varemærke	Seca
Farve	Hvid
Features	234, for seca 336 i, 333 i og 336i babyvægt, måleområde 35-80 cm
Graduering	1mm
Materiale	Aluminium
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	97 cm	19.5 cm	34 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.