

Varenummer 1999905670

Rengøringsklud, Hyginet, 33x23,5cm, hvid, mikrofiber/viskose, blå print, perforeret, 60 stk., engangs

- ✓ Perforeret
- ✓ God til områder uden vaskemuligheder

Produktbeskrivelse

Hyginet er en engangsklud, som er lige så tynd, smidig og billig som papir, men rengør som en mikrofiberklud. Materialet er perforeret, så det er nemt at afrive et stykke. Anvendes på områder hvor man savner vaskemuligheder, og hvor der stilles høje krav til hygiejnen.



DRY



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Model	Hyginet
Farve	Hvid
Features	Blåt print, perforeret, 60 stk.
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Mikrofiber, viskose
Ingredienser/sammensætning	50% mikrofiber, 50% viskose
Længde/dybde	33 cm
Bredde	23.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 rl	29.8 cm	25.6 cm	28 cm	
rl	1 rl				



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.