



Varenummer 199905724

Inhalator, Beurer, IH 21, 10x30x18cm



Produktbeskrivelse

Inhalatoren anvendes til behandling af øvre og nedre luftveje. Den kan bl.a. bruges mod forkølelse, bronkitis, KOL og astma. Den kan desuden også bruges til at lindre ubehag i luftvejene. IH 21 bruger en AC kompressorforstøvning, hvor der genereres komprimeret luft som presses gennem kammeret med den flydende medicin. Vanddampene man indånder blandes med medicinen, og de mikroskopiske partikler indåndes gennem mundstykket, eller en maske. Inhalatoren leverer et kontinuerligt højt antal respirable partikler, enten indeholdende medicin fra lægen eller en saltvandsopløsning, der kan købes på apoteket. Det er ikke muligt at bruge normale turbohalere/tør-inhalator sammen med apparatet, da medicinen der skal bruges leveres i ampuller, som hældes i beholderen i inhalatoren. IH 21 kan let desinficeres, udsender en partikelstørrelse på 3,07 µm og har en forstøvningseffekt på ca. 0,3 ml/min. Til IH 21 medfølger der inhalator, voksenmaske, børnemasker, mundstykke, næsestykke, ekstra langt gummirør, filter, og en opbevaringsstaske.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inhalator
Varemærke	Beurer
Model	IH 21
Længde/dybde	10 cm
Bredde	30 cm
Højde	18 cm
Strømspecifikationer	Med strømkabel
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	21.4 cm	38.4 cm	25.5 cm	4052095601125
stk	1 stk				4211125601126



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.