



Varenummer 1999905742

## Viking boks, Duni, 11,3x11,3x5cm, 510 ml, brun, karton/PE, 1-rums

- ✓ Fremragende stabelbarhed
- ✓ Vand og fedt bestandig



### Produktbeskrivelse

Vikingbokse er lavet med smallere kanter, hvilket gør dem mere spild-sikrer. Boksene har også et smart moduldesign og er nemme at stable hvilket er optimalt ved opbevaring og transport. Praktisk nok behøver hverken kasser eller låg foldes. Vikingsortimentet tilbyder løsninger til både varm og kold mad i moderne design.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Viking boks
Varemærke	Duni
Farve	Brun
Materiale	Karton, PE
Længde/dybde	11.3 cm
Bredde	11.3 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	9.68 g
Rumindhold, brutto	510 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	37.5 cm	35 cm	28 cm	7321031880571
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.