



Varenummer 1999905768



Gastro.

## Bæger, ABENA Gastro, 13,6cm, Ø11,5cm, 1000 ml, brun, kraft/PE, 32 oz

- ✓ Perfekt til servering af supper og andre varme retter
- ✓ Sikker transport
- ✓ Tætsluttende låg med ventilhuller



### Produktbeskrivelse

Vores to-go bæger i kraftig pap er særdeles velegnet til transport og servering af varme retter, ikke mindst suppe. Det tilhørende paplåg har små ventilhuller som sikrer, at dampen kan slippe ud, samtidig med at låget lukker helt tæt og holder indholdet beskyttet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Brun
Features	32 oz
Materiale	PE, kraft
Højde	13.6 cm
Diameter	11.5 cm
Vægt, netto	20.2 g
Vægt, brutto	20.2 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Tykkelse	337 g/m <sup>2</sup>
Belægningstykkelse	20 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	59 cm	24.5 cm	69.5 cm	5703538464492
pk	50 stk	11.5 cm	11.5 cm	66 cm	5703538464485
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Kan specialtrykkes.



Produktet er lavet af pap.



Produktet er overtrukket med et LDPE-lag (polyethylen med lav densitet).