



Varenummer 1999905942



Overfladedesinfektion, Tana Professional APESIN F, 750 ml, uden farve og parfume

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Effektiv

Produktbeskrivelse

APESIN spray anbefales til desinfektion af apparater, møbler og overflader på kontorer og klinikker. APESIN spray kan også bruges på madrasser, senge, trækvogne, instrumentdepoter, gulvtæpper og badeværelseskonstruktioner, skraldespande, toiletsæder, rammekonstruktioner, dørhåndtag, møbler og arbejdsflader, gelændere, sko samt steder med vanskelig adgang. APESIN spray er testet og undersøgt i henhold til VAH-listens retningslinjer. Fri for klor, aldehyd og fenol. Der medfølger 2 forstøver pr. cl. Apesin er testet mod Corona.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Overfladedesinfektion
Varemærke	Tana Professional
Vareserie	APESIN
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH 5,9
Rumindhold, netto	750 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 1276, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1650, EN 16615
Doseringsinstruktioner	Anvendes ufortyndet
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	34 cm	23.6 cm	29.2 cm	
stk	1 stk				4031278948677



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet indeholder parfume.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet er ætsende.