



Varenummer 1999905980

Tåkappe, Juzo Classic Seamless, AA, kl. 2, peber, 5-xlarge-venstre



## Produktbeskrivelse

Juzo Classic Seamless tåkappe er den ideelle løsning i det første møde med ødemterapi. Den egner sig især til upåfaldende lymfødemer.

## Specifikationer

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Tåkappe                                                                               |
| Varemærke                          | Juzo                                                                                  |
| Vareserie                          | Classic Seamless                                                                      |
| Sekundær farve                     | Peber                                                                                 |
| Ingredienser/sammensætning         | 76% polyamid, 24% elasthan                                                            |
| Målepunkter                        | AA                                                                                    |
| Kompressionsklasse                 | Kl. 2                                                                                 |
| Strømpestørrelse                   | 5-xlarge-venstre                                                                      |
| Certifikater                       | CE, MD, OEKO-TEX, RAL                                                                 |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                                              |
| Produkt- eller teststandarder      | Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                     |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner. |
| Holdbarhed                         | 4 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring                                     |
| Holdbarhed, åbnet                  | 7 måneder, ved korrekt opbevaring                                                     |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                          |
| Vaskeanvisninger                   | Kan hånd- og maskinvaskes ved 40°C. Må ikke tørretumbles eller stryges.               |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.      |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genbruges eller forbrændes.                                                       |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| par   | 2 stk      | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  |               |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 4062102329737 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STANDARD  
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.