


Varenummer 1999906138

Inhalator, In-Check, DIAL G16



Produktbeskrivelse

In-Check DIAL G16 er et inhaleringsflowmeter, som er designet til at simulere modstanden fra 20-120 l/min. ved almindelige inhalatorer. Modstanden kan indstilles fra lav til høj og vises ved de farvede flow-ikoner. In-Check DIAL bruges til at vælge den mest velegnede inhalator for patienten og kan rådgive patienterne i at bruge deres inhalatorer korrekt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inhalator
Varemærke	In-Check
Model	DIAL G16
Vægt, netto	215 g
Vægt, brutto	215 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.8 cm	18.5 cm	8 cm	5023323025371



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.