



Varenummer 1999906193



Gastro

Termoboks, ABENA Gastro, 24x20,5x7cm, hvid, XPS, 2-rums, med hængslet låg

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende termoboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af separate rum, så maden ikke flyder sammen. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Termoboksen er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), som holder hygiejneniveauet højt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	24 cm
Bredde	20.5 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	12.6 g
Vægt, brutto	12.6 g
Antal rum	2-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	80.8 cm	49.8 cm	41.3 cm	6229482792348
pk	125 stk				5703538464966
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.