



Varenummer 1999906386

## Engangskateter, Hi-slip Plus, nelaton, CH 18, 20cm, coated, female



### Produktbeskrivelse

Hi-Slip Plus er et sterilt coated engangskateter med integreret vandpose. Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Hi-slip
Vareserie	Plus
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 18
Features	Coated, female
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk				
pk	30 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE