



Antiemboli strømpe

Størrelser: Str. XS, S, M, L, L-X, XL, XXL Farvekodning på hælen.

Tå: Inspektionsåbning under fod.

Kompression: 18 mmhg. Mild kompression

Farver: Hvid

Materialer: 18% elastan, 82% polyamid

Anvendelse: Alle sengeliggende patienter. Præ-operativt, Per-operativt og Post operativt.

Håndtering: Vaskes min. 10 gange ved 95° Kan tørres i tørretumbler.

Bortskaffelse: Almindelig renovation.

Forpakning og mindste salgsenhed: 1 par.

Godkendelser:



KI. 1



Knæ (AD)

Str.	Benmål (omfang i cm)					Farvemarkering	
	Ankel cB	Læg cC	Under knæ cD	Lår cG	Længde	Ankel	Lår
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	orange	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	grøn	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	violet	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	blå	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	grå	–
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	rød	–
XXL	32 – 34	51 – 66	50 – 65	–	35 – 46	brun	–

