



Varenummer 1999906425

**Blodtryksapparat, Omron, M3,
fuldautomatisk, inkl. easy cuff M/L - 22-
42 cm**



Produktbeskrivelse

Omron M3 er et fuldautomatisk blodtryksapparat, som anvender oppumpningssystemet "IntelliSense". Apparatet registrerer dermed selv, hvor meget det skal pumpes op for at måle blodtrykket korrekt. Apparatet tilbyder også mulighed for at vise gennemsnittet af de seneste tre målinger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Omron
Model	M3
Features	Fuldautomatisk, inkl. easy cuff M/L - 22-42 cm
Strømspecifikationer	Strømforsyningssystem: 4 x AA-batteri
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	61.8 cm	28.3 cm	20.6 cm	
stk	1 stk				4015672111837



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.