



Varenummer 199906429

Blodtryksmanchet, Omron, M3, Easycuff - S 17-22 cm



Produktbeskrivelse

Blodtryksmanchet som er kompatibel med Omron M2 og M3 modellerne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksmanchet
Varemærke	Omron
Model	M3
Features	Easycuff - S 17-22 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.5 cm	11.2 cm	17.5 cm	4015672105553



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.