

Varenummer 1999906530

2-vejs foley kateter, Rüsch Brillant, nelaton, CH 12, 41cm, 10 ml, standard ballon



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	Brillant
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	54 cm	27 cm	16.5 cm	44026704335358
pk	10 stk	50 cm	7.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).



Produktet er sterilt