



Varenummer 1999906537

## Dispenser, Intra Millinox, Mini, 30x30cm, rustfrit stål, til håndklædeark med maks dybde 13,3 cm og maks bredde 29,8 cm

- ✓ Eksklusivt, skulpturelt og stilrent – Millinox fremstår som et eksklusivt og skulpturelt formsprog i satinfinish.
- ✓ Serien er skabt af designer Odd Thorsen, en af Norges bedste og mest vindende produktdesignere. Thorsens systematiske tilgang til design lader funktion og æstetik spille en væsentlig rolle i alle projekter

### Produktbeskrivelse

Håndklædeark dispenser i rustfri stål til Z-foldede håndklædeark.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Intra
Vareserie	Millinox
Størrelse	Mini
Features	Til håndklædeark med maks dybde 13,3 cm og maks bredde 29,8 cm
Materiale	Rustfrit stål
Bredde	30 cm
Højde	30 cm
Vægt, netto	3.05 kg
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	31.7 cm	32.5 cm	14.8 cm	7393069020397
stk	1 stk				