

Varenummer 1999906565

Tungeholder, Aesculap, Supreme, stål,
rustfrit stål, 22 x 67 mm, med tubespor



Produktbeskrivelse

Tungedepressor med tubespor, passer til Davis-Boyle mundspærre

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungeholder
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Farve	Stål
Features	22 x 67 mm, med tubespor
Materiale	Rustfrit stål
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	12 cm	3 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.