



Varenummer 1999906603

Pincet, Adson, Aesculap, Supreme, 12cm, rustfrit stål, anatomisk, krydskarrerede hårdmetalkæber, flergangs



Produktbeskrivelse

Anatomisk Adson pincet 12 cm, med krydskarrerede hårdmetalkæber, som sikre et fast greb om emnet, foreksempel ved suturfjernelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet, Adson
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Anatomisk, krydskarrerede hårdmetalkæber
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20 cm	5 cm	1 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.