



Varenummer 1999906643

Kontrol, HemoTrol, High, 1 ml, kølevare



Produktbeskrivelse

Kontrol til Hb 201 + apparatet



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	HemoTrol
Model	High
Features	Kølevare
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	8 cm	5.3 cm	2.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.