



Varenummer 1999906727

Sølvnitratpind, Silverin, 200 mm/7.9 rigid, 50%, 10 stk. i en pakke, til engangsbrug



Produktbeskrivelse

Lapispinde har en bakteriedræbende, astringent, kaustisk virkning. Når lapispindene fugtes, fører det til en denaturering (koagulering) af proteinerne, og efterfølgende udtørring af det behandlede væv. Lapispinde indeholder sølvnitrat og kaliumnitrat på spidsen. Formålet med kaliumnitrat er at begrænse virkningen af sølvnitrat. De giver mulighed for præcis og selektiv anvendelse for at begrænse behandlingen til de specifikke områder. Til engangsbrug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvnitratpind
Varemærke	Silverin
Features	200 mm/7.9 rigid, 50%, 10 stk. i en pakke, til engangsbrug
Ingredienser/sammensætning	50% sølvnitrat, 50% kaliumnitrat
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Brug kun det medicinske udstyr som beskrevet i indlægssedlen.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	25 cm	6.5 cm	1.5 cm	9003527100131
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.