



Varenummer 1999906728

Sølvnitratpind, Silverin, 115 mm/4.5 flexibel, 75%, 100 stk. i en pakke, til engangsbrug



Produktbeskrivelse

Lapispinde har en bakteriedræbende, astringent, kaustisk virkning. Når lapispindene fugtes, fører det til en denaturering (koagulering) af proteinerne, og efterfølgende udtørring af det behandlede væv. Lapispinde indeholder sølvnitrat og kaliumnitrat på spidsen. Formålet med kaliumnitrat er at begrænse virkningen af sølvnitrat. De giver mulighed for præcis og selektiv anvendelse for at begrænse behandlingen til de specifikke områder. Til engangsbrug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvnitratpind
Varemærke	Silverin
Features	115 mm/4.5 flexibel, 75%, 100 stk. i en pakke, til engangsbrug
Ingredienser/sammensætning	75% sølvnitrat, 25% kaliumnitrat
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Brug kun det medicinske udstyr som beskrevet i indlægssedlen.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	15 cm	4.5 cm	4.5 cm	9003527100223
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.