



Varenummer 1999906730

**Stetoskop Cardiology IV, Littmann,
Cardiology IV, 69cm, blommemfarvet,
vendbart**



Produktbeskrivelse

Littmann Cardiology IV stetoskopet er med dens to-i-en slange samt 40 % større bryststykke og 60 % dybere klokke end de klassiske Littman stetoskoper, med til at hjælpe dig med at detektere lyde, der er svære at høre, bl.a. aortastenose, S3-galop, hjertemislyde og svage lungeuregelmæssigheder. Den flydende membran giver dig mulighed for at høre høj- og lavfrekvente lyde uden at vende bryststykket. Justerbart dobbeltsidet bryststykke i rustfrit stål med mulighed for åben eller lukket klokke og kuldefri ring på klokken for større patientkomfort. Slangen indeholder ikke naturgummi med latex eller blødgørende midler indeholdende phthalat. Slangen har forbedret modstand over for hudfedt og sprit. Ved at downloade 3M Littmann Learning Institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop Cardiology IV
Varemærke	Littmann
Model	Cardiology IV
Sekundær farve	Blommemfarvet
Features	Vendbart
Materiale	Aluminium, glasfiber
Længde/dybde	69 cm
Vægt, netto	177 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	37.5 cm	17.3 cm	4.5 cm	00707387789800



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.