



Varenummer 1999906770



Gastro.

Dressingbæger, ABENA Gastro, 2,5cm, Ø7cm, 60 ml, 60 ml, klar, PP, med hængslet låg

✓ Kraftig kvalitet



## Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Dressingbæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Features	Med hængslet låg
Materiale	PP
Højde	2.5 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	4.3 g
Rumindhold, netto	60 ml
Rumindhold, brutto	60 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	47.3 cm	29.3 cm	31.4 cm	5703538466281
pk	100 stk	45.8 cm	13.9 cm	6.6 cm	5703538466274



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i  
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.