

Varenummer 1999906771

Koge- og frysepose, Consumer, 4 l, klar, HDPE/virgin, 20x38cm



Produktbeskrivelse

Velegnet til opvarmning af fødevarer i mikroovn eller vandbad. Kan ligeledes anvendes til opbevaring af fødevarer i fryser og køleskab. Posen har et praktisk skrivefelt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Koge- og frysepose
Farve	Klar
Features	20x38cm
Materiale	HDPE, virgin
Længde/dybde	38 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	4 l
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperatortolerance	Min. /max temperatur: -30°C til +100°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	35 rl	53 cm	45 cm	22.2 cm	5703538466144
rl	100 stk				5703538466137



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Abena Consumer Products A/S
Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Denmark

Produkt navn: **Consumer Fryse-kogepose 4L**
35 x 100 cm

EAN (consumer and retail): 5703358 466144
EAN (retailer): 5703358 466144

5 703358 466144