

Varenummer 1999906771

## Koge- og frysepose, Consumer, 4 l, klar, HDPE/ virgin, 20x38cm



### Produktbeskrivelse

Velegnet til opvarmning af fødevarer i mikroovn eller vandbad. Kan ligeledes anvendes til opbevaring af fødevarer i fryser og køleskab. Posen har et praktisk skrivefelt.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Koge- og frysepose
Farve	Klar
Features	20x38cm
Materiale	HDPE, virgin
Længde/dybde	38 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	4 l
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	3 år
Temperatur Tolerance	Min. /max temperatur: -30°C til +100°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	35 rl	53 cm	45 cm	22.2 cm	5703538466144
rl	100 stk				5703538466137



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.

