



Varenummer 1999906878



Care+Ness

Håndklædeark, neutral TAD, 2-lags, W-fold, 32x20,3cm, 8 cm, hvid, 100% nyfiber

- ✓ Maksimal sugeevne
- ✓ Hygiejnisk alternativ til håndaftørring
- ✓ Ét-ark-ad-gangen funktion, hvilket øger hygiejnen og mindsker forbruget
- ✓ Smart og elegant forpakning



Produktbeskrivelse

Håndklædearket som er fremstillet ved hjælp af produktionsteknikken TAD (Through Air Dry), der betyder at papiret har en særlig høj sugeevne og er ekstra blødt sammenlignet med almindeligt aftørringspapir. Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndklædeark
Varemærke	ABENA
Vareserie	Care+Ness Excellent Plus
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	100% nyfiber
Længde/dybde	32 cm
Bredde	20.3 cm
Tykkelse	2x18 g/m ²
Foldningsdybde	8 cm
Foldningsmetode	W-fold
Antal lag	2-lags
Certifikater	EU-Blomsten

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 ark	59 cm	42.3 cm	21.6 cm	8024929975524
pk	100 ark	0 cm	0 cm	0 cm	5703538150586
ark	1 ark				



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.