



Varenummer 1999906878

Håndklædeark, neutral TAD, 2-lags, W-fold, 32x20,3cm, 8 cm, hvid, nyfiber

- ✓ Maksimal sugeevne
- ✓ Hygiejnisk alternativ til håndaftørring
- ✓ Ét-ark-ad-gangen funktion, hvilket øger hygiejnen og mindsker forbruget
- ✓ Smart og elegant forpakning



Produktbeskrivelse

Håndklædearket som er fremstillet ved hjælp af produktionsteknikken TAD (Through Air Dry), der betyder at papiret har en særlig høj sugeevne og er ekstra blødt sammenlignet med almindeligt aftørringspapir. Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndklædeark
Varemærke	Neutral TAD
Farve	Hvid
Materiale	Papir
Ingredienser/sammensætning	Nyfiber
Længde/dybde	32 cm
Bredde	20.3 cm
Tykkelse	2x18 g/m ²
Foldningsdybde	8 cm
Foldningsmetode	W-fold
Antal lag	2-lags
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 ark	57 cm	41.8 cm	21.4 cm	8024929975524
pk	100 ark				5703538150586
ark	1 ark				5703538150579



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.