



Varenummer 1999906960

## Duftkugler, i-Scent, 2.5B

### Produktbeskrivelse

Med i-Scent får du en blød, beroligende duft, som du kan tilføje til i-Move 2.5B maskinen. Paden placeres i beholderen og du kan selv beslutte, om du vil have duften spredt i et lavt, medium eller høj volumen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Duftkugler
Varemærke	I-Scent
Model	2.5B
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	3 stk	6.5 cm	3.5 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				