



Varenummer 1999906995

Låg til portionsbæger, Ø6,15cm, klar, PET, til 2 oz - 4 oz

- ✓ Praktisk og tætsluttende låg.
- ✓ Nem montering



Produktbeskrivelse

Fuldend portionsbægeret med et PET låg, som gør det nemt at transportere bægeret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til portionsbæger
Farve	Klar
Features	Til 2 oz - 4 oz
Materiale	PET
Diameter	6.15 cm
Vægt, netto	3.5 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	41.5 cm	33 cm	33.5 cm	5703538509360
pk	50 stk	6.5 cm	6.5 cm	41 cm	5703538509353
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polyethylentereftalat er en type
plast.



Produktet er frysesikkert.