



Varenummer 1999907287

Sko, Euro-Dan Classic, 37, sort, SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13

## Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med Snaplock lukning, ankelpolstring og perforering. Indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Sædeles velegnet til levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter. Skoen er varmebestandig op til 140°C

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	37
Farve	Sort
Features	SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	33 cm	23 cm	13.3 cm	570337448962