



Varenummer 1999907297

Sko, Euro-Dan Classic, 37, hvid, SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13

Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med Snaplock lukning, ankelpolstring og perforering. Indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Sædeles velegnet til levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter. Skoen er varmebestandig op til 140°C

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	37
Farve	Hvid
Features	SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	34 cm	24 cm	13.8 cm	5703374489420