



Varenummer 1999907304

Sko, Euro-Dan Classic, 44, hvid, SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13

Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med Snaplock lukning, ankelpolstring og perforering. Indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Særlig velegnet til levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter. Skoen er varmebestandig op til 140°C

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	44
Farve	Hvid
Features	SRC, O1, snaplock, perforeret, vidde 13
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par				