



Varenummer 1999907539

Otoskophoved, Welch Allyn MacroView Basic, løst



Produktbeskrivelse

Welch Allyn's MacroView Basic med LED-lys. Med dette fokusfri MacroView otoskophead kan du se 3 gange større areal af trommehinden, end med traditionelle otoskoper. Enheden passer til både nye og eksisterende Welch Allyn 3.5 V håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskophoved
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	MacroView Basic
Features	Løst
Strømspecifikationer	3,5 V
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15.5 cm	11 cm	6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.