



Varenummer 1999907539

Otoskophoved, Welch Allyn MacroView Basic, løst



Produktbeskrivelse

Welch Allyn's MacroView Basic med LED-lys. Med dette fokusfri MacroView otoskophoved kan du se 3 gange større areal af trommehinden, end med traditionelle otoskoper. Enheden passer til både nye og eksisterende Welch Allyn 3.5 V håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskophoved
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	MacroView Basic
Features	Løst
Strømspecifikationer	3,5 V
Certifikater	MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15.5 cm	11 cm	6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.