



Varenummer 1999907540

Otoskophoved, Welch Allyn MacroView Plus, løst



Produktbeskrivelse

Welch Allyns MacroView Plus med LED-lys. Med dette fokusfri MacroView otoskophoved kan du se 3 gange større areal af trommehinden, end med traditionelle otoskoper: Kameraadapter kan tilkøbes så otoskophovedet kan tilkobles din smartphone. Enheden passer til både nye og eksisterende Welch Allyn 3.5 V håndtag.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Otoskophoved |
| Varemærke | Welch Allyn |
| Vareserie | MacroView Plus |
| Features | Løst |
| Strømspecifikationer | 3,5 V |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 16 cm | 11.4 cm | 6 cm | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.