



Varenummer 1999907570

Otoskop, Welch Allyn, LED, løst



Produktbeskrivelse

Traditionelt otoskop fra Welch Allyn

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Otoskop |
| Varemærke | Welch Allyn |
| Features | LED, løst |
| Strømspecifikationer | LED |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 16 cm | 11.2 cm | 6 cm | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.