



Varenummer 1999907570

Otoskop, Welch Allyn, LED, løst



Produktbeskrivelse

Traditionelt otoskop fra Welch Allyn

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskop
Varemærke	Welch Allyn
Features	LED, løst
Strømspecifikationer	LED
Certifikater	MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	11.2 cm	6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.