



Varenummer 1999907587

NOVADAN®

Blegemiddel, Novadan Tex Bleach 756, 10 l, uden klor, farve og parfume

✓ Blegning af farvede pletter



Produktbeskrivelse

Tex Bleach 756 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeæggede kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke. Tex Bleach 756 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel, og bleger effektivt ved 60-90°C. Tex Bleach 756 er et ikke klorholdigt blegemiddel, og angriber desuden ikke almindeligt forekomne metallegeringer og kunststoftyper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Novadan
Vareserie	Tex Bleach 756
Features	Uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	5,5
Rumindhold, netto	10 l
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	50930008
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	4,5 - 7,5 ml/kg tørt tøj afhængig af hvor kraftigt blegningsbehovet er 100 ml = 1dl = 105 g
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes til vask af uld og silke.
Holdbarhed	36 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	22 cm	19 cm	30.5 cm	5703524262972
stk	10000 ml				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet indeholder ikke klor.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.