

Tex Bleach 756

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE	Tekstilblegemiddel
ANVENDELSE	<p>Tex Bleach 756 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeæggede kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke.</p> <p>Tex Bleach 756 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel.</p> <p>Tex Bleach 756 bleger effektivt ved 60-90°C.</p>
EGENSKABER	<p>Tex Bleach 756 er et ikke klorholdigt blegemiddel.</p> <p>Tex Bleach 756 angriber ikke almindeligt forekomne metallegeringer og kunststofftyper.</p> <p>Tex Bleach 756 spaltes under brug til vand og ilt</p>
OPBEVARING	<p>Opbevares i tæt lukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Beskyttes mod direkte sollys.</p> <p>Opbevaringstemperatur: -5-35°C</p> <p>Holdbarhed: 36 måneder.</p>
SVANEMÆRKNING	<p>Svanemærket - licensnummer 5093 0008</p>
SIKKERHED	<p>Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervmæssig brug.</p>

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Tex Bleach 756 er et blegemiddel i Novadan Vaskesystem.

Tex Bleach 756 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel.

Tex Bleach 756 bleger effektivt ved 60-90°C.

Tex Bleach 756 er mest velegnet til brug i automatiske doseringsanlæg.

Tex Bleach 756 er kun velegnet til maskinvask

Dosering:

4,5 - 7,5 ml/kg tørt tøj afhængig af hvor kraftigt blegningsbehovet er.

100 ml = 1dl = 105 g

PRODUKTDATA

Farve	Klar
Tilstandsform	Væske
Lugt	Ingen karakteristisk lugt.
Vægtfylde	1,05 kg/l
pH I leveringstilstand	~5,5
I vandig opløsning 1%	~7,0

