


**Varenummer** 1999907613

## Plissébæger, 3cm, Ø4,4cm, 30 ml, hvid, papir, 1 oz

- ✓ Multifunktionelt bæger
- ✓ Perfekt til servering af dyppelser såsom ketchup, mayonnaise eller marmelade
- ✓ Indeholder ikke plastik



### Produktbeskrivelse

Multifunktionelt bæger fremstillet i plissé. Det alsidige bæger kan blandt andet bruges til dip, dyppelse som ketchup og remoulade eller marmelade. Men det fungerer også optimalt som pilladoseringsbæger, hvorfor produktet passer perfekt ind på institutioner, plejecentre og hospitaler, men også i catering- og restaurationsbranchen. Bægeret indeholder ingen plastik og har en lav CO2 udledning.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plissébæger
Farve	Hvid
Features	1 oz
Materiale	Papir
Højde	3 cm
Diameter	4.4 cm
Vægt, netto	0.65 g
Rumindhold, brutto	30 ml
Tykkelse	80 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	0 °C til +100 °C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5000 stk	22.5 cm	36 cm	34.5 cm	5703538467554
pk	250 stk				5703538467547
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.