


Varenummer 1999907630
**Hjertestarter, Zoll AED 3,
12,7x23,6x24,7cm, grøn**


Produktbeskrivelse

Du bliver guidet nemt og præcist gennem hele genoplivningen (voksen patient) med stemme- og tekstbeskeder som "Tryk hårdere" og "God hjertemasage" kombineret med grafiske billeder. En kompressionsindikator på skærmen viser dig dybden af hver brystkompression i realtid, mens en konstant metronom opfordrer dig til at yde hjertemasage med en frekvens på mindst 100 kompressioner pr. minut. Skift nemt til børne-tilstand ved blot at trykke på "børneknappen" på forsiden af AED 3. Du behøver ikke at skifte stødpads, da de universelle CPR Uni-Padz, kan bruges til både børn og voksne. På den store farveskærm vises desuden et HLR-nedtællingsur, der viser den resterende tid for den aktuelle cyklus, samt den tid der er gået og antallet af afgivne stød. Dette er vigtige oplysninger, som redningstjenesten har brug for at vide, når de ankommer.

Indeholder: Hjertestarter, Uni-Padz stødpads, batteri, skiltepakke, førstehjælsbog og førstehjælpskit.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hjertestarter
Varemærke	Zoll
Vareserie	AED 3
Farve	Grøn
Længde/dybde	12.7 cm
Bredde	23.6 cm
Højde	24.7 cm
Strømspecifikationer	Engangsbatteri, forsejlet litiummangandioxid
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	31.5 cm	31.1 cm	24.6 cm	5703538479663
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.