



Oasis Clean 61 S ECO-MÆRKET SURT RENGØRINGSMIDDEL


Oasis Clean 61 S er et koncentreret surt rengøringsmiddel til badeværelset. Produktet er baseret på en innovativ kombination af syre og overfladeaktive stoffer. Oasis Clean 61 S fjerner uden problemer kalk, sæberester, kropsfedt og kosmetikrester. For øget brugersikkerhed er Oasis Clean 61 S farvekodet og kommer med en frisk og frugtagtig duft. Oasis Clean 61 S er en del af et produktsortiment, der er mærket med EU blomsten.

Anvendelse: Til vedligeholdende rengøring på alle syreresistente overflader i badeværelset.

- **Performance:** Fjerner ubesværet snavs og kalk på badeværelset.
- **Efficiency:** Effektiv rengøring og afkalkning ved lave brugsopløsning.
- **Safety:** Farvekodet rødt og nedbrydes nemt i naturen.



BRUGERVEJLEDNING



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetikette for detaljeret brugsinformation.
- 2 Anvend passende beskyttelse når du bruger produktet.
- 3 Dosér klar-til-brug opløsningen direkte ned i refillflasken gennem Penguin-dispenseren. Anbefalet brugsopløsning: 4-6% alt efter hvor beskidt et område, der er tale om. Det kan være nødvendigt at øge brugsopløsningen på særligt beskidte områder.
- 4 Påfør klar-til-brug opløsningen på overfladen eller en mikrofiberklud.
- 5 Tør overfladen af. Vi anbefaler, at produktet bliver brugt i kombination med Polifix® farvekodede mikrofiberklude for at undgå krydskontamination.
- 6 Skyl efter med vand eller tør af med en ren, fugtig klud.

INFORMATION

Det er kun nødvendigt at bruge en lille smule produkt sammenlignet med andre produkter. Korrekt dosering sparer penge og mindsker indflydelse på miljøet. For mere information besøg EU's Ecolabel hjemmeside: <http://ecolabel.eu>. Test produktet på et lille, upåfaldende område før brug.

Kun til professionelt brug!

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter. Holdes uden for børns rækkevidde. For yderligere informationer og sikkerhedsinstruktioner, se produktetikette og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem -5 °C og 35 °C i lukket, original emballage.

EMBALLAGE

2 x 2 L